

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] - Cover PE

Produktdaten:

Product Specification:



Produktbeschreibung: *Product Description:*

Schuhüberzieher aus Polyethylen, unsteril, sehr strapazierfähig, feuchtigkeitsundurchlässig, für HACCP- Zwecke geeignet. Sterilisierbar mit Ethylenoxid und Strahlen.
Shoe cover made of polyethylene, non sterile, very hard wearing, moister impermeable, suitable for HACCP-purposes. Sterilizable: ethylene oxide and rays.

Bemerkungen: *Remarks:*

Zum Überziehen beim Betreten von Reinräumen, Krankenhausbereichen und der Lebensmittelindustrie.
To cover shoes when entering clean rooms, hospital areas and working in the food industry.

Ausführungen: *Sizes:*

MaiMed-Cover PE, unsteril, zu 100 Stück / non sterile, packed by 100 pcs

Artikelbeschreibung / Article Description	Größe / Size	Farbe / Colour	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schuhüberzieher / Shoe covers	Länge ca. 40 cm / length approx. 40 cm	blau / blue	100 Stück / pcs	75508	4046153026821	6113886	20

Qualitätssicherung: *Quality Management:*

MPG, Richtlinie 93/42/EWG
CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level
CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit: *Shelf Life:*

 5 Jahre / 5 years

Material: *Material:*

Polyethylen, Stärke: ca. 25 µm
Polyethylene, thickness: approx. 25 µm

Symbole: *Symbols:*



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further information about the symbols on our homepage www.MaiMed.de



MaiMed GmbH
Robert-Koch-Straße 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

Kontakt:
Contact:

@ info@mamed.de
www.MaiMed.de
☎ +49 - 5195/9707-0
📠 +49 - 5195/9707-100